

Стол ветеринарный СВУ



Полтава, Україна

1. Технические характеристики:

- Максимальная грузоподъемность, кг 120
- Высота панели над уровнем пола, мм
 - минимальная, 645
 - максимальная, 1000
- Размеры панели, мм (длина X ширина), 1300x700
- Подъем панели, за одно нажатие педали, мм 6
- Габаритные размеры стола, мм 1300x850x1000
- Масса, кг, не более 55
- Средний срок службы, лет, не менее 8

2. Устройство и принцип работы

2.2. Стол представляет собой сборную конструкцию, состоящую из неподвижного основания, панели, рычажного механизма, подъема-опускания панели и гидропривода, позволяющего осуществлять вертикальное перемещение панели с фиксацией выбранной высоты.

2.3. Основание стола установлено на четырех винтовых опорах, служащими для установки панели стола по уровню относительно пола операционной комнаты.

На одной из опор основания расположен поворотный кронштейн с кассетой для установки большого лотка.

2.4. Панель стола состоит из трубчатого каркаса с вертикальными стойками, являющимися частью рычажного механизма вертикального перемещения панели.

Плоскость для лежания панели и ее боковые стороны обшиты листом из коррозионно-стойкой стали (нержавеяка). Под панелью имеется кронштейн с двумя поворотными кассетами для установки малых нержавеющих лотков. По углам панели расположены четыре поворотных кронштейна для установки штативной стойки. Под панелью, вдоль ее длинных сторон равномерно расположены скобы и крючки, предназначенных для крепления ремней фиксирующих тело животного во время

операції.

2.5. Механізм підйому-опускання панелі розположен міжду основою і панеллю стола

і состоїть із системи рычагів, управляємых гідроприводом. Опорна поверхню гідропривода розположена на качаючійся платформі, укріпленій на основанні, а толкаючий шток гідропривода закріплен на одному із шатунов, соединяючих стійки основанія с вертикальними стійками трубчатого каркаса панелі.

2.6. Управління гідроприводом – педальне: багаторазним нажатієм на праву педаль здійснюється підйом панелі, однократним нажатієм на ліву педаль – плавне опускання (для остановки опускання панелі, достаточнo снять ногу с педаль).

Price: **14 500 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Охрименко Вікторія

(095) 609-61-86

www.medikos.com.ua